



BP500

www.accunIQ.sk



ACCUNIQ BP500

Automatický tlakomer BP 500 má ľahký a pevný dizajn demonštrujúci vysokú presnosť s dvojestupňovým meraním a nastaviteľným natlakovaním.

- Ľahký a pevný s hmotnosťou menej ako 5 kg
- Jednoduchý a elegantný dizajn
- Zabezpečuje správne držanie tela a stabilitu počas merania
- Detekuje pohyb ramena počas merania, aby sa odstránila akákoľvek chyba pri meraní
- Schopnosť merať aj pri tenšej končatine, alebo so slabým pulzom
- Posúdenie stavu krvného tlaku pacienta najprv vo fáze natlakovania a vykonanie druhého merania vo fáze uvoľnenia tlaku
- Vynikajúca viditeľnosť jasného LCD displeja
- Kompatibilný so všetkými zariadeniami AccunIQ



- 01 LCD displej
- 02 Núdzové zastavenie
- 03 Štart / stop
- 04 Vysokorychlostná tlačiareň
- 05 Manžeta
- 06 Opierka ruky



+ Voliteľné výtlaky tlačiarne

2019.01.10 13:17
SYSTOILC 120 mmHg
DIASTOILC 71 mmHg
PULSE 86 bpm
ACCUNIQ

Jednoduchý mód A

2019.01.10 13:17
SYSTOILC 120 mmHg
DIASTOILC 71 mmHg
PULSE 86 bpm
PRP 10320
ACCUNIQ

Jednoduchý mód B

2019.01.10 13:17
SYSTOILC 120 mmHg
DIASTOILC 71 mmHg
MEANPRESS 87 mmHg
PULSE 86 bpm
PULSEPRESS 49 mmHg
PRP 10320
PULSE WAVE PATTERN
ACCUNIQ

Normálny mód

+ Možnosť rozšírenia o voliteľné diely



Vysokorychlostná tlačiareň Prídavný monitor



ACCUNIQ Konektivita s analyzátormi telesného zloženia ACCUNIQ

AccunIQ BP500 špecifikácie

Model AccunIQ BP500	AccunIQ BP500
Metóda merania	Oscilometrická
Displej	Vlastný monochromatický LCD displej
Rozsah merania	Tlak 0~300 mmHg, pulz 30~240 úderov za minútu
Presnosť	Tlak: l: ± 2 mmHg, pulz do j: $\pm 1,5\%$
Typ manžety	Dvojitý typ manžety
Minimálna jednotka stupnice	1 mmHg
Tlakovanie	Úplne automatické natlakovanie
Vyfukovanie	Elektronický vyfukovací systém s mikrokontrolérom
Napájanie	Vstup: AC 100~240V, 50/60Hz / Výstup: DC 12V, 5A adaptér
Prevádzkový rozsah	Teplota 10~40°C, vlhkosť 30~75% (bez kondenzácie)
Rozsah skladovania	Teplota -10~60°C, vlhkosť 95% (bez kondenzácie)
Rozmery	450(šírka) x 502,4(dĺžka) x 278,7(výška)mm
Hmotnosť	4,8 kg
Tlač	Termálna tlačiareň
Výsledky	Systolický/diastolický/priemerný krvný tlak, pulz, pulzný tlak, priebeh pulznej vlny. Zadný monitor (voliteľné): systolický/diastolický krvný tlak, pulz, identifikačné číslo, výška, hmotnosť, BMI



*Za účelom vylepšenia sa špecifikácie a dizajn môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

*Toto je zdravotnícka pomôcka. Pred použitím si prečítajte bezpečnostné opatrenia a spôsob obsluhy.

*Dôrazne sa odporúča kalibrovat produkt každé 2 roky, ak sa používa často, alebo po uplynutí 3 rokov, aj keď sa po zakúpení často nepoužíva.